

# TEKNİK VERİLER

## BEGO Semados® S/SC/SCX-İmplantları



## SEÇİM SİZİN



BEGO SEMADOS® S/SC/SCX IMPLANTS  
QUICK & FUNCTIONAL · UNIVERSAL & SUCCESSFUL  
RELIABLE & PROVEN · VARIED & SOPHISTICATED  
100% GERMAN QUALITY PRODUCT  
SIMPLE & INTUITIVE · QUICK & FUNCTIONAL  
UNIVERSAL & SUCCESSFUL · RELIABLE & PROVEN  
VARIED & SOPHISTICATED · SIMPLE & INTUITIVE

### Denenmiş ve gerçek sisteminiz - tanıdık ama yeni

En ince ayrıntısına kadar hastalarınıza özel olarak tasarlandı. CAD / CAM protez bileşenleri ve cerrahi kılavuzların yanı sıra BEGO MultiPlus konseptiyle desteklenen implant sistemleri - hastalara sadece bir günde mükemmel bir protez sağlayan bir sistem. Olağanüstü yüksek teknik standartlar, hem implantologlar hem de hastalar için yüksek düzeyde memnuniyet sağlar.

#### Faydaların

- S implantlar - azalan yiv derinliği ile artan çekirdek çapı sayesinde birincil stabilitede artış
- SC / SCX implantları - Platform Switch entegrasyonu sayesinde krestal kemiğin korunması
- Etkili - sadece bir cerrahi set gereklidir
- İyi düşünülmüş - kapama vidası dahil
- Tercih ve endikasyona dayalı seçim özgürlüğü - cilalı implant omuz S veya SC implantlar veya mikro yivli omuz (SCX implantlar)
- BEGO Guide Sistemi kullanılarak Ø 3,25-4,5 BEGO Semados® S / SC / SCX implantlarının isteğe bağlı kılavuzlu cerrahiye uyarlanması
- En üst kalite gereksinimleri için -% 100 Alman geliştirme ve üretim

#### Teknik detaylar

- Platform Match (S implantları) veya Platform Switch (SC / SCX implantları)
- Dahili konik sayesinde abutmentlerin boşluksuz oturması
- Self-tapping yiv yapısı
- Ultra saf homojen TiPurePlus yüzeyli 4. derece saf titanyumdan üretilmiştir
- Çaplar:  
• 3,25 · 3,75 · 4,1 · 4,5 · 5,5 mm
- Uzunluklar:  
• 7 · 8,5 · 10 · 11,5 · 13 · 15 mm
- Çok fazla dikey kemik yüksekliği yoksa çap 5.5 mm uzunluğunda 7 mm (yalnızca SC / SCX)

Distribütör iletişim bilgileri

#### BEGO Semados® S Implantları

Ürün kodu	Renkkodu	Ürün
<b>BEGO Semados® S Implant 3.25</b>		
57500	■	S 3.25 L8.5
57501	■	S 3.25 L10
57502	■	S 3.25 L11.5
57503	■	S 3.25 L13

#### BEGO Semados® S Implant 3.75

57601	■	S 3.75 L8.5
57602	■	S 3.75 L10
57603	■	S 3.75 L11.5
57604	■	S 3.75 L13

#### BEGO Semados® S Implant 4.1

57840	■	S 4.1 L7
57841	■	S 4.1 L8.5
57842	■	S 4.1 L10
57843	■	S 4.1 L11.5
57844	■	S 4.1 L13

#### BEGO Semados® S Implant 4.5

57700	■	S 4.5 L7
57701	■	S 4.5 L8.5
57702	■	S 4.5 L10
57703	■	S 4.5 L11.5
57704	■	S 4.5 L13

#### BEGO Semados® S Implant 5.5

57901	■	S 5.5 L8.5
57902	■	S 5.5 L10
57903	■	S 5.5 L11.5
57904	■	S 5.5 L13

#### BEGO Semados® SC Implantları

Ürün kodu	Renk kodu	Ürün
<b>BEGO Semados® SC Implant 3.25</b>		
58160	■	SC 3.25 L8.5
58161	■	SC 3.25 L10
58162	■	SC 3.25 L11.5
58163	■	SC 3.25 L13
58164	■	SC 3.25 L15

#### BEGO Semados® SC Implant 3.75

58165	■	SC 3.75 L8.5
58166	■	SC 3.75 L10
58167	■	SC 3.75 L11.5
58168	■	SC 3.75 L13
58169	■	SC 3.75 L15

#### BEGO Semados® SC Implant 4.1

58170	■	SC 4.1 L7
58171	■	SC 4.1 L8.5
58172	■	SC 4.1 L10
58173	■	SC 4.1 L11.5
58174	■	SC 4.1 L13
58175	■	SC 4.1 L15

#### BEGO Semados® SC Implant 4.5

58176	■	SC 4.5 L7
58177	■	SC 4.5 L8.5
58178	■	SC 4.5 L10
58179	■	SC 4.5 L11.5
58180	■	SC 4.5 L13
58181	■	SC 4.5 L15

#### BEGO Semados® SC Implant 5.5

58182	■	SC 5.5 L7
58183	■	SC 5.5 L8.5
58184	■	SC 5.5 L10
58185	■	SC 5.5 L11.5
58186	■	SC 5.5 L13

#### BEGO Semados® SCX Implantları

Ürün kodu	Renkkodu	Ürün
<b>BEGO Semados® SCX Implant 3.25</b>		
58260	■	SCX 3.25 L8.5
58261	■	SCX 3.25 L10
58262	■	SCX 3.25 L11.5
58263	■	SCX 3.25 L13
58264	■	SCX 3.25 L15

#### BEGO Semados® SCX Implant 3.75

58265	■	SCX 3.75 L8.5
58266	■	SCX 3.75 L10
58267	■	SCX 3.75 L11.5
58268	■	SCX 3.75 L13
58269	■	SCX 3.75 L15

#### BEGO Semados® SCX Implant 4.1

58270	■	SCX 4.1 L7
58271	■	SCX 4.1 L8.5
58272	■	SCX 4.1 L10
58273	■	SCX 4.1 L11.5
58274	■	SCX 4.1 L13
58275	■	SCX 4.1 L15

#### BEGO Semados® SCX Implant 4.5

58276	■	SCX 4.5 L7
58277	■	SCX 4.5 L8.5
58278	■	SCX 4.5 L10
58279	■	SCX 4.5 L11.5
58280	■	SCX 4.5 L13
58281	■	SCX 4.5 L15

#### BEGO Semados® SCX Implant 5.5

58282	■	SCX 5.5 L7
58283	■	SCX 5.5 L8.5
58284	■	SCX 5.5 L10
58285	■	SCX 5.5 L11.5
58286	■	SCX 5.5 L13